

# WELKOM!

## Webinar: Maak kennis met Physitrack

Datum: 22/10/2020  
Tijd: 12:00 – 13:30 uur

Sprekers: Marieke van den Wall Bake en Manon Bos

*Tip: na afloop ontvangt u automatisch een opname van dit webinar.*

# Hi, welkom bij dit webinar!



**Marieke van den Wall Bake**  
*Physitrack*



**Manon Bos**  
*SpotOnMedics*

# Voordat we beginnen

- Hoe langt duurt dit webinar?
- Is vragen stellen mogelijk?
- Horen of zien wij jullie?
- Wordt het opgenomen?
- Zijn er hand-outs beschikbaar?
  
- Webinar wordt verzorgd in een demonstratie omgeving i.k.h.v. informatiebeveiliging

Heb je iets te drinken? Een goede verbinding? Voldoende batterij?

Let's go!

## Voor wie?

- Voor praktijken die geïnteresseerd zijn in het gebruik van Physitrack en gebruik maken van FysioOne van SpotOnMedics



Introductie  
Physitrack **01**

Hoe kan je  
Physitrack  
gebruiken? **02**

Voorbeeld vanuit  
FysioOne **03**

**Wat gaan we  
bespreken?**

**04** Koppeling met  
FysioOne

**05** Vragen?

# Doel van het webinar

- Inzicht geven in de basisfunctionaliteiten van Physitrack
- Inzicht geven in de koppeling van Physitrack met FysioOne van SpotOnMedics



A background image showing a physiotherapist in a white coat leaning over a patient lying on a treatment table. The therapist is focused on the patient's back. The image has a color gradient overlay, transitioning from orange on the left to teal on the right.

Maak kennis met  
Physitrack

# Koppeling Physitrack met FysioOne

- Koppeling sinds 2014
- Sinds 2017 een InEPD koppeling

## Instellingen in FysioOne

- Physitrack activeren voor de hele praktijk in FysioOne
- Persoonlijk token wordt gegenereerd bij de gebruiks in FysioOne
- Kopieer de persoonlijke token eenmalig en ga naar de website van Physitrack
- Log in bij Physitrack en ga naar *Mijn Account*. Klik op *Instellingen* en kies SpotOnMedics voor het synchroniseren
- Plak uw persoonlijk token hierin en sla de gegevens op.
- De koppeling is gemaakt!
- [Link](#) naar filmpje koppeling Physitrack



Vragen?

## Nog even resumé...

- In EPD koppeling met FysioOne van SpotOnMedics
- Eenvoudig en snel in gebruik voor zowel therapeut als patiënt
- Eenmalig de koppeling installeren en daarna op gebruiksniveau InEPD te gebruiken

Wilt u de enquête invullen?

**Na het afsluiten van het webinar komt er automatisch een enquête formulier naar voren. Wilt u deze s.v.p. invullen?**

Graag tot ziens

Bekijk het complete webinarprogramma  
op [Academy.SpotOnMedics.nl/webinars](https://Academy.SpotOnMedics.nl/webinars)



**TOT ZIENS!**


Contact:

[sales@spotonmedics.nl](mailto:sales@spotonmedics.nl)

[help@physitrack.nl](mailto:help@physitrack.nl)

# Physitrack®

Marieke van den Wall Bake  
Customer Excellence & Training



Introductie: Physitrack in FysioOne

# Over Physitrack

Utrecht  
London  
Houston  
Santa Monica  
New Delhi  
Melbourne

Wereldwijd  
**Apple  
Mobility**  
Partner

100%  
AVG  
proof

Meerdere  
talen  
beschikbaar


Gesteund door  
tientallen  
universiteiten  
en hogescholen

> 80.000  
gebruikers

> 9.000.000  
cliënten




# Het Physitrack-verschil



## Effectief

Klinisch bewezen  
Gemeten ROI

Gebruikt door miljoenen  
Patiënten




## Schaalbaar

Onbeperkte inzet  
Online training  
Makkelijk te beheren





## Innovatief

#1 in innovatie  
Gemaakt om te integreren  
Privacy: ISO-gecertificeerd



# ➤ Physitrack®


➤ Physitrack®  
Direct





Physidata

➤ PhysiApp®

➤ Physitrack®



➤ PhysiApp®



# Gebruik van Physitrack om in contact te blijven met uw cliënt


## Zorgverlener



## Patiënt of Cliënt



Videoconsult




Huiswerk-  
oefenprogramma

Uitkomsten

Voorlichting

Eenvoudig & Beveiligd





**Tracking**  
Uitkomsten  
Data  
Therapietrouw  
Beveiligd berichten




# Physitrack in de praktijk:

**Clïent ziet  
zorgverlener**



**Fysiek consult of via  
videoverbinding:**

- ✓ Consult/evaluatie via video
- ✓ Live oefeningen demonstreren
- ✓ Handelingen en gesprek vastleggen
- ✓ Volledig beveiligd en versleuteld



**Zorgverlener **kiest**:**

- ✓ Oefeningen / protocollen
- ✓ Uitkomsten/klinimetrie
- ✓ Voorlichtingsmateriaal

*(3,000+ klinisch gevalideerde  
oefenvideos in Ultra HD)*






# Patiënt downloadt PhysiApp gratis

(iOS, Apple Watch, Android, web)

## Herinneringen

## Follow up



### Verstuur programma

(ook mogelijk om te printen)

### Gemakkelijk te gebruiken, Apple- mede-ontworpen **cliënten app**



- ✓ Perfecte oefeningen in HD-formaat
- ✓ Uitkomstanalyse
- ✓ Voorlichtingsmateriaal
- ✓ Contact houden met zorgverlener

### Consult in praktijk / via **videoverbinding**

- ✓ Consult/evaluatie via video
- ✓ Live oefeningen demonstreren
- ✓ Handelingen en gesprek vastleggen
- ✓ 100% AVG proof



**Clïent rapporteert  
terug naar  
zorgverlener**






- ✓ Uitkomstanalyse (zorgverlener)
- ✓ Beoordeling behandeling
- ✓ Benchmarking
- ✓ Missende data monitoren
- ✓ Follow-up
- ✓ Audittrailing


- ✓ **Client betrokkenheid**
- ✓ **Besparing van tijd/geld**
- ✓ **Real-time inzicht**
- ✓ **Complete ondersteuning**
- ✓ **Makkelijk schaalbaar**



# De oplossing voor hulp op afstand - het videoconsult



# Geïntegreerde video en chat



- ✓ Volledig geïntegreerde video-oplossing
- ✓ Plug-and-play, niets aanvullend nodig
- ✓ Mogelijkheid tot opname gesprekken
- ✓ Live demonstreren van oefeningen
- ✓ Beeldschermdelen en streamen van oefeningen
- ✓ Veilig en betrouwbaar (GDPR & AVG)
- ✓ Pioniersfunctie binnen bewegezorg
- ✓ Aangedreven door Dolby Laboratories





Geboortedatum : 10-5-1990 (30 jaar)  
 BSN :

Telefoonnummer :

Clientnummer : 250  
 Huisarts : ()

Trajecten **Dossier** Medisch Rapportage Intake E-Intake Kwaliteitschecks

Trajectgegevens (6624)

Categorie: Lage rug  
 Startdatum: 7-2-2020 (wk 6)  
 Behandelingen: 12  
 Aandoening: D5. status na opname in een ziekenhuis, een verpleeginrichting of een instelling voor revalidatie  
 Diagnosecode: 2404  
 Beoordeling: Chronisch  
 Via: DTF  
 Verwijzer: ()  
 Afdrukken:

open dossiers  alle dossiers

Acties	Van	Tot	
	07-02-2020	open	

- ✓ Basisgegevens
- Aanmelding & screening
- Anamnese
- Onderzoek
- ✓ Klinimetrie
- Conclusie screening
- VitalHealth
- Physitrack

Extra informatie

Notities +

Datum	Notitie
geen notities !	

Huiswerk oefeningen

document	datum
----------	-------

Oefenprogramma's

Wijs nieuw programma toe

Heup & Knie-programma

Toegangscode kwqqwdhn

Begonnen op 16 okt 2020 Einddatum 26 nov 2020 (6 weken)

Acuut enkelletsel - aangepaste fase 4 + 5 (KNGF richtlijn Enkelletsel)

Toegangscode vnvhvjqp

Begonnen op 13 aug 2020 **Geëindigd** op 23 sep 2020 (6 weken)

Acuut enkelletsel - aangepaste fase 4 + 5 (KNGF richtlijn Enkelletsel)

Toegangscode ziujjctp

Begonnen op 27 mei 2020 **Geëindigd** op 07 juli 2020 (6 weken)

[Klik hier om in een nieuwe tab te openen](#)

Berichten

Physitrack hulp

Videoconsultatie starten

13 apr. 2020, 15:37



Videogesprek,

16 apr. 2020, 09:32



Videogesprek,

Schrijf uw bericht hier.

Verstuur




0:14 / 0:20






Huiswerkcoefeningen, voorlichting & Vragenlijsten toewijzen



# Oefeningen



- ✓ Uitgebreide oefenbibliotheek
- ✓ Nederlandstalige oefenvideo's in 4k HD
- ✓ Mogelijkheid voor eigen materiaal
- ✓ Kort, helder, simpel uitgelegd
- ✓ Beschikbaar voor web, iOS en Android



# PATIËNTENKAART

Client	:	<input type="text"/>	Adres	:	<input type="text"/>	Emailadres	:	<input type="text"/>
Geboortedatum	:	<input type="text"/>	Telefoonnummer	:	<input type="text"/>	Clientnummer	:	<input type="text"/>
BSN	:	<input type="text"/>		:		Huisarts	:	<input type="text"/>

- Trajecten
- Dossier**
- Medisch
- Rapportage
- Intake
- E-Intake
- Kwaliteitschecks

**Trajectgegevens (6624)**

Categorie: Lage rug  
Startdatum: 7-2-2020 (wk 5)  
Behandelingen: 11  
Aandoening: D5. status na opname in een ziekenhuis, een verpleeginrichting of een instelling voor revalidatie

Diagnosecode: 2404  
Beoordeling: Chronisch  
Via: DTF  
Verwijzer: ()  
Afdrukken:

open dossiers  alle dossiers

Acties	Van	Tot	
	07-02-2020	open	

- ✓ Basisgegevens
    - Aanmelding & screening
    - Anamnese
    - Onderzoek
  - ✓ Klinimetrie
    - Conclusie screening
    - VitalHealth
    - Physitrack
- Extra informatie

**Notities +**

Datum	Notitie
-------	---------

## Oefenprogramma's

**Wijs nieuw programma toe**

**Acuut enkelletsel - aangepaste fase 4 + 5 (KNGF richtlijn Enkelletsel)**  
Toegangscode vnvhvjqp  
Begonnen op 13 aug 2020 **Geëindigd** op 23 sep 2020 (6 weken)

**Acuut enkelletsel - aangepaste fase 4 + 5 (KNGF richtlijn Enkelletsel)**  
Toegangscode ziuujctp  
Begonnen op 27 mei 2020 **Geëindigd** op 07 juli 2020 (6 weken)

**Praktijk X - Achillespeesklachten**  
Toegangscode kozmxymc  
Begonnen op 27 mei 2020 **Geëindigd** op 27 mei 2020 (4 weken)

## Berichten

Physitrack hulp

**Videoconsultatie starten**

13 apr. 2020, 15:37  
*Videogesprek,*

16 apr. 2020, 09:32  
*Videogesprek,*

Schrijf uw bericht hier.

**Verstuur**

## PATIËNTENKAART

Client :  Adres :  Emailadres :   
 Geboortedatum :  Telefoonnummer :  Clientnummer :   
 BSN :  Huisarts :

- Trajecten
- Dossier**
- Medisch
- Rapportage
- Intake
- E-Intake
- Kwaliteitschecks

### Trajectgegevens (6624)

Categorie: Lage rug  
 Startdatum: 7-2-2020 (wk 6)  
 Behandelingen: 12  
 Aandoening: D5. status na opname in een ziekenhuis, een verpleeginrichting of een instelling voor revalidatie  
 Diagnosecode: 2404  
 Beoordeling: Chronisch  
 Via: DTF  
 Verwijzer: ()  
 Afdrukken:

open dossiers  alle dossiers

Acties	Van	Tot	
	07-02-2020	open	

- ✓ Basisgegevens
  - Aanmelding & screening
  - Anamnese
  - Onderzoek
- ✓ Klinimetrie
  - Conclusie screening
  - VitalHealth
  - Physitrack

Extra informatie

Notities +	
Datum	Notitie

Bibliotheek

Oefeningen

Oefenprogramma's

Voorlichting

Vragenlijsten

0

+

Zoek oefeningen

Toon alleen favorieten

Specialisme:

Bevat cliënt:

Oefenmateriaal:

Moeilijkheidsgraad(en):

Abductie heup in stand  
(zijwaarts heffen...)

Heupen ●

Staand marcheren


Heup ●


Teen krommen met  
handdoek

Voet & enkel ●

# » PhysiApp®

Wat ziet de patiënt?





Safari 09:41 100%

Vandaag 9 apr. >

0% voltooid



**Kin intrekken**  
3 sets 2 sec vasth...



**Isometrische versterking cervicaal**  
5 sets 5 sec vasth...



**M. trapezius pars descendens rekke...**  
3 sets 5 sec vasth...



**Schouderbladen samenknijpen**  
3 sets 10 herh

Aanvullende informatie



Programma



Resultaten




Berichten




Voorkeuren

# » Physitrack®

Volgen en terugkoppeling



# Uitkomstanalyse



- ✓ Volg voortgang als cliënt & zorgverlener
- ✓ Therapietrouw / pijnscores / hartslag
- ✓ Klinimetrie uit KNGF-richtlijnen
- ✓ Eigen vragenlijsten opstellen
- ✓ Patiëntgerichte zorg door gericht inzicht



**Trajectgegevens (6624)**

Categorie: Lage rug  
 Startdatum: 7-2-2020 (wk 6)  
 Behandelingen: 12  
 Aandoening: D5. status na opname in een ziekenhuis, een verpleeginrichting of een instelling voor revalidatie  
 Diagnosecode: 2404  
 Beoordeling: Chronisch  
 Via: DTF  
 Verwijzer: ()  
 Afdrukken:

open dossiers  alle dossiers

Acties	Van	Tot	
	07-02-2020	open	

- ✓ Basisgegevens
  - Aanmelding & screening
  - Anamnese
  - Onderzoek
- ✓ Klinimetrie
  - Conclusie screening
  - VitalHealth
  - Physitrack

Extra informatie

**Notities +**

Datum	Notitie
geen notities!	

**Huiswerk oefeningen**

document	datum
----------	-------

### Oefenprogramma's

- [Wijs nieuw programma toe](#)
- Heup & Knie-programma**  
 Toegangscode kwqqwdhn  
 Begonnen op 16 okt 2020 Einddatum 26 nov 2020 (6 weken)
- Acuut enkelletsel - aangepaste fase 4 + 5 (KNGF richtlijn Enkelletsel)**  
 Toegangscode vnvhvjqp  
 Begonnen op 13 aug 2020 **Geëindigd** op 23 sep 2020 (6 weken)
- Acuut enkelletsel - aangepaste fase 4 + 5 (KNGF richtlijn Enkelletsel)**  
 Toegangscode ziuujctp  
 Begonnen op 27 mei 2020 **Geëindigd** op 07 juli 2020 (6 weken)

[Klik hier om in een nieuwe tab te openen](#)

### Berichten

[Physitrack hulp](#)

[Videoconsultatie starten](#)

*VIDEOGESPREK*

17 okt. 2020, 07:00

Ging een beetje beter vandaag

Schrijf uw bericht hier.

[Verstuur](#)

**Trajectgegevens (6624)**

Categorie: Lage rug  
 Startdatum: 7-2-2020 (wk 6)  
 Behandelingen: 12  
 Aandoening: D5. status na opname in een ziekenhuis, een verpleeginrichting of een instelling voor revalidatie  
 Diagnosecode: 2404  
 Beoordeling: Chronisch  
 Via: DTF  
 Verwijzer: ( )  
 Afdrukken:

open dossiers  alle dossiers

Acties	Van	Tot	
	07-02-2020	open	

- Basisgegevens
  - Aanmelding & screening
  - Anamnese
  - Onderzoek
- Klinimetrie
  - Conclusie screening
  - VitalHealth
  - Physitrack


Extra informatie

**Notities +**

Datum	Notitie
geen notities!	

**Huiswerk oefeningen**

document	datum
----------	-------



[Klik hier om in een nieuwe tab te openen](#)

## Complete ondersteuning



Oefeningen en  
programma's



Voorlichting



Uitkomst-  
analyse



Contact  
op afstand

... én gekoppeld met FysioOne



# Hulp, trainingen en onboarding

## Hulp & ondersteuning

Doorzoek de kennisbank

Zoeken

### Webversie Physitrack

Certificeringsprogramma (gratis)

1 Artikel

Om te beginnen

18 Artikelen

Therapietrouw en Pijnscores

1 Artikel

Voorlichtingsmateriaal (PDF & video)

5 Artikelen

Aanbiedingen, acties en pilots

9 Artikelen

Koppelingen met EPD-systemen

8 Artikelen

Videobellen en chatten

4 Artikelen

Abonnement & betalingen

6 Artikelen

Instellingen

1 Artikel

Connect menu

6 Artikelen

Oefenprogramma's

11 Artikelen

Oefeningen

6 Artikelen

- ✓ Geautomatiseerde training in eigen tempo
- ✓ Volg trainingen (grotere praktijken)
- ✓ Instructievideo's en -proces
- ✓ Online Hulp en ondersteuning documentatie
- ✓ Live training and webinars met team





# Physitrack®

Marieke van den Wall Bake  
Customer Excellence & Training  
[help@physitrack.nl](mailto:help@physitrack.nl)